



근관 치료용 페이퍼 포인트 (PP)

■ 첨부문서의 기재사항

1. 제조업자의 상호 및 주소:

- 상호: (주)슈어덴트
- 주소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 52, 선택시티III 809호(상대원동)
- 홈페이지 주소: www.suredent.com
- 전화번호: 031-737-4720, 팩스번호: 031-737-4724

2. 허가(인증)번호 및 명칭

- 인증번호: 경인 제신 98-224호
- 품목명: 근관 치료용 페이퍼 포인트 (PP)
- 모델명: 08.02 외 454건

3. 포장단위: 자사포장단위(BOX)

4. 본 제품은 일회용 의료기기임. 재사용 금지

5. 사용방법:

가. 사용 전 준비사항

- ① 제품에 이물이나 균열 등의 외관에 이상이 없는지를 파악한다.

나. 사용방법

- ① 근관 형성 후 파일에 맞는 사이즈를 선택해 치근관 내를 건조시킨 뒤 약제 등을 묻혀 사용한다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

- ① 본 제품은 감마레이 멸균한 일회용 의료기기이다.
- ② 사용기한: 제조일로부터 4년

6. 사용 시 주의사항

- 치과전문의 외 사용을 금한다.
- 소독된 도구를 사용한다.
- 본 제품은 감마레이 멸균한 일회용 의료기기이다.

7. 기타 필요한 기재사항

- 분류: 1등급

Rev. 05/2021